



# LAB - nytt nr 2-2014

## Ny analysemetode for PTH frå 27. februar 2014

- Viser til LAB-nytt nr 1-2014 datert 19. februar 2014

På grunn av problem med analysereagens har laboratorium for medisinsk biokjemi i Helse Førde skifta analysemetode for PTH.

Den nye metoden gir ca. 25 % lågare resultat. Referanseområdet er også senka.

### Prøvemateriale

- 1 mL EDTA-plasma
- Holdbart 48 timar i romtemperatur

## NYTT REFERANSEOMRÅDE PTH: 1,8 – 6,9 pmol/L

Førde 27.februar 2014

Med helsing

Åse Reikvam  
avdelingssjef