

Adenovirus

Analysemetode

PCR, eigenprodusert

Indikasjon

Mistanke om konjunktivitt årsaka av adenovirusinfeksjon. Ved særleg mistanke om adenovirusinfeksjon i andre lokalisasjonar er andre prøvemateriale aktuelle. Adenovirus PCR er ikkje førstelinjediagnostikk ved luftvegsinfeksjon pga høg forekomst av asymptomatiske infeksjonar. Adenovirus 40 og 41 (diareframkallande) påvisast i feces ved annan metode.

Prøvetaking

Prøvetaking gjerast med bruk av pensel i virus transportmedium (UTM-kit). Følg instruksjon på pakken.

Prøvetakingsutstyr

Sekret: UTM-RT kit 1 ml:



Oppbevaring før transport

Kjøleskåp.

Haldbarheit

UTM-kit (sekret): 4 døgn. Eldre prøvar vurderast.

Vurdering i laboratoriet

Påviser DNA frå adenovirus.

Forventa analysetid

Analysen blir utført 1-2 gongar pr veke.

Feilkjelder

Utførast av

Molekylærbiologisk eining

Fagområde

Virologi

Rekvisisjonsskjema

Skjema HF 1084

Skjema HF 1088

Medisinsk fagleg ansvarleg

Reidar Hjetland

Sist oppdatert

10.10.2016 Gro Øren