

Clostridium difficile-toksin

Analysemetode

Immunocard Toxins A&B, Meridian (Immunkromatografisk hurtigtest).

Indikasjon

Antibiotikaassosiert diare.

Pseudomembranøs colitt

Ved nosokomialt oppstått diare (debut meir enn to døgn etter innlegging) er Clostridium difficile mest aktuelt (evt. virus i utbrotssituasjonar). Det er som regel ikkje indikasjon for undersøking av vanlege tarmpatogene bakteriar i denne situasjonen.

Prøvetaking

Defekasjon i reint kokt bekken eller i potte skylt med kokande vatn.

Prøvetakingsutstyr

Avføring på prøveglas med skei utan tilsetnad:



Prøvevolum

1 prøveskei.

Oppbevaring før transport

I kjøleskap.

Haldbarheit

3 døgn. Kan evt. frysast ved - 20 C

Vurdering i laboratoriet

Positive prøver ringast.

Forventa analysetid

Utførast same dag dersom prøven er motteken i laboratoriet før kl. 14.

Feilkjelder

Utførast av

Bakteriologisk fagområde

Fagområde

Bakteriologi

Rekvisisjonsskjema

Skjema HF 1084

Skjema HF 1088

Medisinsk fagleg ansvarleg

Reidar Hjetland

Sist oppdatert

11.10.2016 Gro Øren