

Respiratorisk syncytialt virus (RSV)

Analysemetode

PCR, eigenprodusert.

Reserveprosedyre: Xpert Flu/RSV XC, Cepheid (Nyttast når hovudanalyse ikkje er tilgjengeleg, prøveresultat vert verifisert med hovudanalyse i etterkant).

Indikasjon

Mistanke om infeksjon med RSV.

Prøvetaking

Sekret frå nasofarynks (evt hals). Sjå [Prøvetaking luftvegar til PCR.](#)

Prøvetakingsutstyr

Σ-VCM transportmedium, 2 ml (Sigma-VCM):



Oppbevaring før transport

I kjøleskap.

Haldbarheit

4 døgn (PCR). Eldre prøvar vurderast.

Vurdering i laboratoriet

Påviser RNA frå RSV.

Forventa analysetid

PCR-analysen vert utført 2-5 gonger i veka (sesongavhengig).

Feilkjelder

Utførast av

Molekylærbiologisk fagområde

Fagområde

Virologi

Rekvisisjonsskjema

Skjema HF 1084

Skjema HF 1088

Medisinsk fagleg ansvarleg

Reidar Hjetland

Sist oppdatert

30.10.2018 Karina Astrup