

Rhinovirus

Analysemetode

PCR, eigenprodusert.

Indikasjon

Mistanke om infeksjon med rhinovirus.

Prøvetaking

Sekret frå nasofarynks (evt hals). Sjå [Prøvetaking luftvegar til PCR](#).

Prøvetakingsutstyr

Σ -VCM transportmedium, 2 ml (Sigma-VCM):



Oppbevaring før transport

Kjøleskap

Haldbarheit

4 døgn. Eldre prøvar vurderast.

Vurdering i laboratoriet

Påviser RNA frå rhinovirus.

Forventa analysetid

Analysen vert utført 2-6 gongar i veka (sesongavhengig).

Feilkjelder

Utførast av

Molekylærbiologisk fagområde

Fagområde

Virologi

Rekvisisjonsskjema

Skjema HF 1084 Skjema HF 1088 (analysen er ikkje påført)

Medisinsk fagleg ansvarleg

Reidar Hjetland

Sist oppdatert

30.10.2018 Karina Astrup